

Hinweise zur Anwendung:

Instabilität der Halswirbelsäule nach Knochenbrüchen, Verrenkungen und bei pathologischem Bruchrisiko infolge der Entzündungs- bzw. krebsartigen Prozesse. Erforderliche Verhinderung freier Bewegungen der Halswirbelsäule bei Brüchen der Wirbelkörper. Schmerzsyndrome unterschiedlicher Herkunft.

Kontraindikation:

Instabile Knochenbrüche, neurologische Faktoren, die die Verwendung der Cervicalstütze ausschließen. Zustände, bei denen die seitliche Beugungsbeschränkung erforderlich ist.

Auswahl und Anpassung:

Die richtige Verwendung der Cervicalstütze ist ebenso wichtig wie die richtige Wahl der Größe zur richtigen Immobilisation und Gewährleistung eines erforderlichen Tragekomforts. Die Cervicalstütze besteht aus zwei Teilen: einem VORDEREN und einem HINTEREM Teil.

Wahl der Höhe und des Umfangs:

Die Höhe soll von der Schulter Spitze des Patienten bis zur Kinns Spitze gemessen werden. Das so bestimmte Maß entspricht der Höhe der Cervicalstütze. Liegt das Messergebnis zwischen zwei weiteren Größen, soll zuerst die kleinere Größe gewählt werden.

Umfang:

Messen Sie den Umfang des Halses. Passen Sie den Umfang der Cervicalstütze an diesem Maß an.

1. Nach der früheren Wahl der richtigen Größe legen Sie den hinteren Teil der Cervicalstütze am hinteren Halsbereich an. Zentrieren Sie die Cervicalstütze so, dass der hintere Pfeil nach oben zeigt.
2. Legen Sie den vorderen Teil der Cervicalstütze so an, dass sich das Kinn in der Schutzfläche der Cervicalstütze befindet. Zentrieren Sie, um die neutrale Position sicherzustellen. Legen Sie den vorderen Teil auf den hinteren Teil an und regulieren Sie. Somit erzielen Sie die beste Immobilisation und den besten Trage-

komfort. Der am vorderen Paneel befindliche Pfeil soll nach oben zeigen.

3. Regulieren und schließen Sie die Cervicalstütze beidseitig mittels Klettverschlüsse.

Anziehanleitung:

Die richtige Verwendung der Cervicalstütze ist ebenso wichtig wie die richtige Wahl der Größe zur richtigen Immobilisation und Gewährleistung eines erforderlichen Tragekomforts. Die Cervicalstütze besteht aus zwei Teilen: einem VORDEREN und einem HINTEREM Teil.

ACHTUNG:

Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Treten Unbehagen, Schwellungen bzw. Hautreizungen bei der Verwendung auf, konsultieren Sie Ihren Arzt bzw. Physiotherapeuten. Die richtige Wahl der Cervicalstütze trägt zur Immobilisation des Halses und zum besseren Tragekomfort bei. Der Kopf des Patienten muss sich immer in einer neutralen Position befinden.

ACHTUNG:

Die unzureichende Körperpflege, die Verwendung ungeeigneter Waschmittel können Hautabschürfungen und sonstige Beschwerden verursachen, die mit der übermäßigen Neigung zur Schweiß- und Bakterienbildung zusammenhängen.

Größe:

Größe	5,71 cm	8,25 cm	10,79 cm	13,33 cm
S (25-33)	S2	S3	S4	S5
M (33-40)	M2	M3	M4	M5
L (40-48)	L2	L3	L4	L5
XL (48 und mehr)	XL2	XL3	XL4	XL5

DIE ENDGÜLTIGE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE VERWENDUNG UND WAHL DES GERÄTES HAT DER FACHARZT ZU TREFFEN.

**Objaśnienie zastosowanych symboli:
Description of symbols used:
Erläuterung der verwendeten Symbole:**

	Producent Manufacturer Hersteller
	Data produkcji Date of manufacture Herstellungsdatum
	Numer serii/partii Lot/batch number Serien-/Chargennummer
	Ostrzeżenie Warning Warnung
	Zajrzyj do instrukcji używania Refer to the instructions for use Siehe Gebrauchsanweisung
	Chronić przed wilgocią Protect against moisture Vor Feuchtigkeit schützen
	Chronić przed światłem słonecznym Protect against sunlight Vor Sonnenlicht schützen
	Numer katalogowy Catalogue number Katalognummer
	Wyrób medyczny Medical device Medizinprodukt
	Zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745 Compliant with Regulation (EU) 2017/745 Konform mit der EU-Verordnung 2017/745
	Zaleca się krótkie i dokładne pranie ręczne w 30 ° C, nie używać wybielacza, nie prasować, nie czyścić chemicznie, nie używać odplamiaczy zawierających rozpuszczalnik, nie używać suszarki bębnowej Recommended to wash briefly and thoroughly by hand at 30 ° C, do not use bleach, do not iron, do not dry-clean, do not use stain removers containing solvent, do not use tumble dryer. Empfohlen wird eine kurze und gründliche Handwäsche, bei 30 ° C, nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, keine lösungsmittelhaltigen Fleckenentferner verwenden, keinen Wäschetrockner benutzen



Producent/Manufacturer:

MDH Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 636 52 21
www.qmedbymejra.pl

Wydanie 05.08.2022

Edition 05.08.2022

Ausgabe 05.08.2022

MDH
Sprzęt Medyczny

Instrukcja używania**Instructions of use****Gebrauchsanleitung**

Qmed[®]
BY MEYRA



COLLAR STARK

Kołnierz sztywny

EN

COLLAR STARK RIGID CERVICAL COLLAR

DE

COLLAR STARK STEIFE CERVICALSTÜTZE

NUMER KATALOGOWY / CATALOGUE NUMBER / KATALOGNUMMER: MQA2D

PL

Zastosowanie:

Zaburzenia stabilności szyjnego odcinka kręgosłupa po przebytych złamaniach urazowych, zwichnięciach oraz w przypadku zagrożeń patologicznych złamań w przebiegu procesu zapalnego lub nowotworowego. Konieczność zniesienia swobodnych ruchów szyjnego odcinka kręgosłupa przy złamaniach trzonów kręgowych. Zespoły bólowe o różnej etiologii.

Przeciwwskazania:

Niestabilne złamania, czynniki neurologiczne wykluczające użycie kołnierza. Stany wymagające bocznego ograniczenia zgjęcia.

Sposób zakładania:**Dobór wysokości i obwodu:**

Właściwe użycie kołnierza jest tak samo ważne jak właściwy dobór rozmiaru ze względu na prawidłowe unieruchomienie i komfort użytkowania. Dwuczęściowa budowa składa się z PRZEDNIEJ i TYLNEJ części kołnierza.

Należy zmierzyć wysokość od wierzchołka ramion pacjenta do czubka brody. Otrzymany wymiar odpowiada wysokości kołnierza. Jeżeli wynik pomiaru mieści się pomiędzy dwoma kolejnymi rozmiarami należy zastosować mniejszy rozmiar w pierwszej kolejności.

Obwód:

Zmierzyć obwód szyi pacjenta. Dopasować obwód kołnierza względem tego wymiaru.

- Po wcześniejszym prawidłowym doborze rozmiaru kołnierza założyć tylną część kołnierza na tylną część szyi pacjenta. Wycentrować tak, aby tylna strzałka była skierowana w górę.
- Założyć przednią część kołnierza umiejscawiając brodę w przerwie ochronnej kołnierza. Wycentrować w celu zabezpieczenia położenia neutralnego. Przednią część nałożyć na część tylną i wyregulować. W efekcie uzyskamy prawidłowy unieruchomienie i najlepszy komfort użytkowania. Strzałka na przednim panelu powinna być skierowana ku górze.

3. Za pomocą rzepów należy umiarkowanie dociągnąć i zapiąć kołnierz z dwóch stron.

Konserwacja:

Kołnierz może być prany ręcznie w letniej wodzie z używaniem łagodnych detergentów. Nie prać w pralce, nie chlorować. Nie wyżywać, delikatnie wycisnąć. Suszyć w pozycji rozłożonej z dala od sztucznych źródeł ciepła.

UWAGA:

Ten wyrób przeznaczony jest do indywidualnego użytku każdego pacjenta. Jeśli podczas użytkowania wyrobu pojawi się dyskomfort, opuchlizna lub podrażnienia skóry należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Właściwy dobór kołnierza jest bardzo ważny dla unieruchomienia szyi pacjenta i komfortu użytkowania. Zawsze należy ustawić głowę pacjenta w położeniu neutralnym.

UWAGA:

Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem bakteryjnym.

Rozmiar:

Rozmiar	5,71 cm	8,25 cm	10,79 cm	13,33 cm
S (25-33)	S2	S3	S4	S5
M (33-40)	M2	M3	M4	M5
L (40-48)	L2	L3	L4	L5
XL (48 i więcej)	XL2	XL3	XL4	XL5

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA



EN

Indications:

Disturbances in cervical spine stability after traumatic fractures, sprains and pathological fractures in the course of inflammatory or cancer treatment process. Necessity to restrict free movements of the cervical spine during fractures of the vertebral bodies. Pain syndromes of various etiology.

Contraindications:

Unstable fractures and neurological disorders. Clinical conditions that require lateral bending restriction.

Selection and fitting:

Proper application of the collar is as important as proper sizing for immobilization and patient comfort. The two-piece design consists of a front piece and a back piece which are packaged as a set.

Height and circumference measurement:

Measure the vertical distance from the top of the patient's shoulder to the tip of the chin. The measurement corresponds to the height of the collar. If the patient's measurement falls between two consecutive sizes, apply the smaller size first.

Measure around the patient's neck. The measurement corresponds to the size circumference of the collar.

- After selecting the properly sized collar, apply the back piece of the collar to the back of the patient's neck. Center the collar. The back arrow should point upward.
- Apply the frontpiece of the collar with the chin secured in the recess. Center the collar to secure neutral alignment. The front piece overlaps the back piece to ensure effective immobilization and comfort. The front arrow should point upward.
- With hook and loop fasteners, tighten the collar with a bilateral adjustment. This will secure the patient's cervical region in neutral alignment.

Maintenance:

Collar can be washed by hand in a very mild detergents at temperatures up to 35°C. Do not chlorinate, do not dry clean, do not wring, do not spin, squeeze gently before drying. Dry away from artificial sources of heat in spread form.

CAUTION:

This product is intended for individual use of each patient. If discomfort, swelling or skin irritation occurs during the use of the product, immediately contact your professional medical personnel. Proper selection of the collar is very important for immobilizing the patient's neck and comfort of use. Always set the patient's head in a neutral position.

CAUTION:

The final decision concerning the usage and selection of the appliance shall be made by the doctor or medical specialist.

Size:

Size	5,71 cm	8,25 cm	10,79 cm	13,33 cm
S (25-33)	S2	S3	S4	S5
M (33-40)	M2	M3	M4	M5
L (40-48)	L2	L3	L4	L5
XL (48 and more)	XL2	XL3	XL4	XL5

